









No.	名称	材質
①	ケース	ポリプロピレン
②	底板	アルミニウム合金
③	操作銘板	ポリエステル
④	洗浄槽	ステンレス鋼 (SUS304)
⑤	タンクパッキン	ゴム (CR)
⑥	足	ゴム (EPDM)
⑦	電源コード	塩化ビニル (外皮)
⑧	電源スイッチ	-
⑨	タイマーボタン	-

No.	名称	材質
⑩	動作ランプ	-
⑪	電源ランプ	-
⑫	定格銘板	ポリエステル、アルミ
⑬	フタ	ポリプロピレン
⑭	ピーカーラック	ポリプロピレン
⑮	スノコ	ポリプロピレン
⑯	注意シール	ポリエステル
⑰	型式シール	ポリエステル、アルミ
⑱	プラグアダプター	-



WT-C401 外觀図

2018.04.09